



PRATBOK

Klipp ut denna del.

system för icke-verbal kommunikation

acecent.re/speakbook

Speakbook 5th edition © 2011 Patrick Joyce, 2020 Ace Centre Anpassning för svenska av DART 2012



Klipp ut denna del.

Klipp ut denna del.

PRATBOK


Pratboken är ett verktyg för icke-verbal kommunikation. Den passar för personer som inte kan tala och som har svårigheter att använda armar och händer, men som kan använda ögonen för att peka. Den här utgåvan är till för de som kan läsa och stava. För att hämta versioner på andra språk eller för de som inte kan läsa, titta på <https://acecent.re/speakbook>

Instruktioner

För att komma igång behöver du pratboken, en svart icke-permanent whiteboard-penna, en trasa för att sudda och en samtalspartner. Blyertspenna och suddgummi går också bra.

Du och din samtalspartner sitter mittemot varandra, med ungefär en meters mellanrum. Beroende på hur bra du ser kan det underlätta att öka eller minska avståndet. Öppna pratboken och slå upp övningssidan längst bak. Den är redan ifylld för att hjälpa dig att förstå den grundläggande tekniken. När du har lärt dig den kan du fylla i egna ord på de blanka sidorna i boken. Vik ihop boken och håll upp den emellan er så att ni båda ser övningssidan och varandras ögon genom hålet i mitten. Nu ser du de olika möjliga fraserna och orden som du kan säga. När du har bestämt dig för vad du vill säga, visar du din samtalspartner att du är redo att börja. Detta kan du göra genom att titta på din partner och blinka eller röra upp och ned på ögonen, eller något annat sätt som passar dig. Titta sedan på det du vill säga i ungefär en sekund, och fortsätt med att titta på den symbol i stort format som motsvarar den lilla symbolen vid sidan om ordet. Din partner följer dina ögonrörelser. Till exempel ser hon att du tittar i övre vänstra hörnet av boken, och sedan på en stor triangel, och då vet hon att du vill säga "en kopp te". Hon säger då "en kopp te" högt, och du bekräftar med en nick eller en blinkning eller någon annan signal som ni kommer överens om.

Det är grundtekniken för hur man använder pratboken. Nu behöver du lära dig hur man använder de andra sidorna i boken. Bokens storhet ligger nämligen i att ge dig enkel tillgång till hundratals valfria fraser som du kan ändra när du vill med bara en trasa och en penna.



Att skriva i pratboken

Exakt vad du skriver i pratboken beror på vad du själv behöver. Oavsett vad du skriver är det viktigt att båda sidorna av ett uppslag har samma text i rutorna, och att de är spegelbilder av varandra som i exemplet. Om du och din samtalspartner talar olika språk kan ni använda varsin sida till varsitt språk.

Varje sida i pratboken har 14 eller 15 blanka rutor som du kan skriva på. För att du ska kunna flytta dig mellan olika sidor har vi skapat en startsida. Den ser du på framsidan av boken och är markerad med en svart START-flik i sidans nederkant. Tanken är att du skriver de 7 fraser du använder oftast på den här sidan eftersom det är här du alltid kommer börja. De återstående 8 rutorna är tänkta att länkas till de övriga 8 blanka sidorna i boken. Där bör du därför skriva områden i ditt liv som kräver fler fraser, som till exempel badrumsbesök eller åka ut med bilen. På bilden ser du en möjlig layout för START-sidan. De 8 orden i feta stora bokstäver länkar till uppslag i resten av boken. Hitta en blank sida och skriv till exempel SOVA på fliken i nederkanten. Fyll sedan sidans rutor med 14 fraser som du använder mest när du ska sova. Sedan gör du likadant för de andra 7 orden på startsidan. Om du gör ett misstag eller vill byta ut en fras, torkar du bara av ordet med en trasa och börjar om.

För att använda pratboken visar du din samtalspartner att du vill kommunicera. Din partner slår upp pratboken på START-sidan och du visar med ögonen ett ord du vill säga. Din partner slår då upp den flik som passar till ordet

The diagram illustrates the layout of the START page. It features a central large rectangle with a dashed border, intended for writing. Surrounding this are several smaller sections:

- Top Left:** A vertical strip labeled "TRAINING PAGE" with a heart symbol and four categories: BED, CLOTHING, BATHTIME, and MEALS. Each category has a corresponding symbol (heart, triangle, circle, square) and a list of phrases: "I'm too hot", "I'm too cold", "Cup of tea!", and "Cup of coffee!".
- Top Right:** A section labeled "I love you" with a heart symbol and two options: "yes" and "no", each with a corresponding symbol (heart, triangle, circle, square). Below this is a "CAR" section with a car symbol and a list of phrases: "I love you", "yes", "no", and "CAR".
- Bottom Left:** A section with a large heart symbol and a list of phrases: "I love you", "yes", "no", and "CAR". Below this is a "COMFORT" section with a heart symbol and a list of phrases: "COMFORT", "TOILET", "DRINKS", and "SPELL".
- Bottom Right:** A section with a large heart symbol and a list of phrases: "I love you", "yes", "no", and "CAR". Below this is a "COMFORT" section with a heart symbol and a list of phrases: "COMFORT", "TOILET", "DRINKS", and "SPELL".

Klipp ut denna del.







och du kan fortsätta att prata kring detta ämne. På varje sida finns START och STAVA förtryckt. På så sätt kan du alltid ta dig tillbaka till START-sidan (du kanske vill ta med dig "en kopp te" när du ska sova). På STAVA-sidan kan du bokstavera ord och fraser som inte finns någon annanstans i boken. Den fungerar på samma sätt som de övriga sidorna, men med ett undantag. På den här sidan finns det 6 färgade rutor som alla har 6 färgade bokstäver. Hela alfabetet finns här. Du tittar på den bokstav du vill förmedla i ungefär en sekund och fortsätter med att titta på den ruta som har samma färg som bokstaven. Din samtalspartner följer dina ögonrörelser. Till exempel ser hon att du tittar på den övre vänstra rutan och sedan på den övre högra rutan (som är grön) och vet då att du menar "C". Din partner säger "C" högt för att bekräfta ditt val och du fortsätter med nästa bokstav. Din partner kan gissa vilket ord du vill säga så snart hon kan för att snabba upp samtalet.






Pratboken har plats för 119 valfria fraser. Om detta inte räcker, eller om du behöver fler

än 14 fraser inom ett visst område kan du öka kapaciteten genom att skriva två fraser på en rad. Då skriver du en fras med svart färg och en med röd färg. Om du vill välja den röda frasen visar du det genom att blinka när du tittar på den stora symbolen. Den svarta frasen väljer du som vanligt.




Klipp ut denna del.

Klipp ut denna del.





Klipp ut denna del.









Klipp ut denna del.

Klipp ut denna del.



START

STAVA



C	B	A
F	E	D

I	H	G
L	K	J

N	O	M
R	Q	P

Klipp ut denna del.

KLAR	START	FEL
START		NYTT

Å	Z	Y
Ö	Ö	Ä





U	T	S
X	W	V

Klipp ut denna del.



Klipp ut denna del.






STAVA

START






STAVA









Klipp ut denna del.





Klipp ut denna del.








START






STAVA









Klipp ut denna del.





Klipp ut denna del.








START




STAVA







Klipp ut denna del.



STAVA



START







Klipp ut denna del.



Klipp ut denna del.








START



STAVA







Klipp ut denna del.



STAVA



START







Klipp ut denna del.




Klipp ut denna del.








START




STAVA






Klipp ut denna del.



STAVA







START









Klipp ut denna del.

START




STAVA






Klipp ut denna del.




STAVA







START




Klipp ut denna del.








START




STAVA






Klipp ut denna del.



STAVA







Klipp ut denna del.





START








START




STAVA






Klipp ut denna del.



STAVA



START



Klipp ut denna del.


Jag är för varm

Jag fryser

En kopp te!

En kopp kaffe!

ÖVNINGSSIDA




SOVA

KLÄ SIG

BÅDA

ÄTA




jag älskar dig

ja

nej

BIL



När du har lärt dig tekniken genom att använda den här övningsidan kan du göra dina egna sidor på de tomma bladen

SITTA

TOA

DRICKA

STAVA

övningssida


SOVA

KLÄ SIG

BADA

ÄTA

ÖVNINGSSIDA





Jag är för varm

Jag fyrser

En kopp te!

En kopp kaffe!



Klipp ut denna del.

SITTA

TOA

DRICKA

STAVA

jag älskar dig

ja

nej

BIL

När du har lärt dig tekniken genom att använda den här övningssidan kan du göra dina egna sidor på de tomma bladen

Klipp ut denna del.

Klipp ut denna del.



Fingerstavning.

Om du kan använda dina händer passar den här sidan för dig. Genom att peka med fingret kan du stava ord och fraser för din samtalspartner. Ofta använda ord kan skrivas i de tomma rutorna. Genom att peka på ordet „**START**”* visar du att du istället vill använda resten av boken.

JA			NEJ						
Kr	€	%	KLAR						
+	-	/	1 2 3						
X	=	?	4 5 6						
START			7 8 9						
TACK			♥ 0 😊						
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P
A	S	D	F	G	H	J	K	L	Å
Z	X	C	V	B	N	M	Ö	Ä	@